



RAD 25

INDICATORE IRRAGGIAMENTO EMOCOMPONENTI

Dispositivo medico atto a verificare il corretto irraggiamento di emocomponenti.

Rad 25 vira da ROSSO a NERO quando viene esposto a radiazioni.

Disponibile anche per sorgenti a raggi X.

RAD-25 25 GY INDICATOR

LOT 0341905101 2021-05

 **NOT IRRADIATED**
 **IRRADIATED**

Operator: _____ Date: _____

B.B.S. srl
Tel: +39.02.51620080

RAD-25 25 GY INDICATOR

LOT 0341905101 2021-05

 **NOT IRRADIATED**
 **IRRADIATED**

Operator: _____ Date: _____

B.B.S. srl
Tel: +39.02.51620080

RAD 25 – 1 x 200 pezzi – COD. ART. 92505050
RAD 25 - raggi X – 1 x 200 pezzi – COD. ART. 92555555



B.B.S. srl

Via Pascoli, 36/A - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. +39.02.51620080 - Fax +39.02.44386119 - e-mail: amministrazione@bbs-srl.net - www.bloodbankservice.it

