

# CORRERE NON SEMPRE PUÒ BASTARE




## TEMP CONTROL 10

TEMP CONTROL 10 1x1500 pezzi – COD.ART. 80404040



*Monitorare la temperatura delle sacche di sangue durante il trasporto ne garantisce l'integrità e il mantenimento delle proprietà.*

*TEMP CONTROL 10 dà evidenza in modo chiaro e irreversibile se è stata superata la temperatura di 10°C fino a un massimo di 8 ore.*



B.B.S. srl - Tel. +39.02.51620080 - e-mail: amministrazione@bbs-srl.net - www. bloodbankservice.it



UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 9001:2015